


ALE-HOP



User Manual / Manual de usuario
Manual d'usuari / Manual do usuário
Mode d'emploi / Benutzerhandbuch
Manuale d'uso / Priručnik s uputama
للتحويل بين الأوضاع

WIRELESS WARM BELT



Product specifications

Charging power supply: 5V 1A

Electrical power: 5W

Rated voltage: 3.7V


Battery Capacity: 1200mAh


Charging time: 3 hours

Using time: 70-90 mins

Working time: 30 mins auto stop

Product overview





Operation and use method:

1. Press and hold the "ON/OFF" button for 2 seconds to switch on the device. The red light will turn on and the heating function will be activated by default.
Press the "HEAT" button once to move to the second heating level.
 2. Press the "HEAT" button again to reach the third level.
Press the "HEAT" button again to reach the third heating level.
 3. Then press the "HEAT" button to turn off the heating. The indicator lights will turn off, and the red light will also turn off.
-
1. Briefly press the "ON/OFF" key to activate the vibration mode.
 2. Press the "ON/OFF" key to enter the second vibration level.
 3. Press the "ON/OFF" button again to enter the third vibration level.
 4. Press the "ON/OFF" button again to deactivate the vibration.
 5. Press and hold the "ON/OFF" button for 2 seconds to switch off the device. The LED indicator will turn off and the device will stop working.

Charging mode

When the heat intensity reduces or the device turns off, it will indicate that the battery is depleted.

1. Connect the charging cable to the charging port and then connect the USB port to a power source (5V).
2. During charging, the charging indicator flashes continuously. When the battery is fully charged, the charging indicator will light up for a long time. It takes about 3 hours to fully charge.
3. If the battery is not charged for a long time, the service life of the rechargeable battery will be shortened.

Caution

1. Carefully read and understand the entire contents of this manual before using this product.
2. Use by pregnant women, children, patients with heart disease, abnormal blood pressure, malignant tumours, cerebrovascular disease, acute patients, or other persons under medical treatment is prohibited.
3. Do not use on sensitive skin.
4. Not for use on patients with skin perception disorders or who are not sensitive to heat.
6. Use the vibration functions during menstruation, as it may cause an increase in menstrual volume. It is recommended to use only the red-light irradiation and heating mode.
7. If you feel uncomfortable or have skin abnormalities during use, please stop use immediately and consult a doctor.
8. Do not use this product in places with high heat, flammability, electromagnetic radiation, and humidity.
9. Do not disassemble the product.
10. It is recommended not to use the product for more than 30 minutes at a time (the product will automatically turn off after 30 minutes). If you need to continue using the product, please turn it on again.
11. Continued use over a long period of time may cause the product to overheat and shorten its life span. If the product overheats, please stop using it and wait for the product to

cool down before using it again.

12. When disposing of this product, please do so in accordance with the city's environmental protection regulations.

Box Content


1x Wireless waist heat massager

1x Charging cable

1x User manual

ES

CINTURÓN DE CALOR INALÁMBRICO



Especificaciones del producto

Suministro eléctrico de carga: 5 V 1 A

Potencia eléctrica: 5 W

Tensión nominal: 3,7 V


Capacidad de la batería: 1200 mAh

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de uso: 70-90 min

Tiempo de funcionamiento: parada automática a los 30 min


Resumen del producto



Banda elástica

Carcasa

Panel de control



Funcionamiento y modo de empleo:

1. Mantenga pulsado el botón "ON/OFF" durante 2 segundos para encender el dispositivo. La luz roja se encenderá y la función de calor se activará por defecto. Pulse el botón "HEAT" una vez para pasar al segundo nivel de calor.
 2. Pulse el botón "HEAT" de nuevo para pasar al tercer nivel. Pulse el botón "HEAT" de nuevo para pasar al tercer nivel de calor.
 3. Después pulse el botón "HEAT" para apagar la función de calor. Las luces indicadoras se apagarán y la luz roja también.
-
1. Pulse brevemente el botón "ON/ OFF" para activar el modo vibración.
 2. Pulse el botón "ON/ OFF" para pasar al segundo nivel de vibración.
 3. Pulse el botón "ON/OFF" de nuevo para pasar al tercer nivel de vibración.
 4. Pulse el botón "ON/OFF" de nuevo para desactivar el modo vibración.
 5. Mantenga pulsado el botón "ON/OFF" durante 2 segundos para pagar el dispositivo. El indicador LED se apagará y el dispositivo dejará de funcionar.

Modo de carga

Cuando la intensidad del calor se reduce un dispositivo se apagan, indicará que la batería está descargada.

1. Conecte el cable de carga al puerto de carga y después conecte el puerto USB a una fuente de energía (5 V).
2. Durante la carga, el indicador de carga parpadea continuamente. Cuando la batería esté totalmente cargada, el indicador de carga permanecerá encendido durante mucho tiempo. Una carga completa tarda unas 3 horas.
3. Si la batería pasa mucho tiempo sin cargarse, la vida útil de la batería recargable se acortará.

Precaución

1. Lea atentamente y comprenda todos los contenidos de este manual antes de utilizar el producto.
2. Se prohíbe el uso por parte de mujeres embarazadas, niños, pacientes con enfermedades cardíacas, presión sanguínea anormal, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, pacientes graves u otras personas bajo tratamiento médico.
3. No usar sobre piel sensible.
4. No usar en pacientes con trastornos de percepción cutáneos o que no tengan sensibilidad al calor.
6. Usar las funciones de vibración durante la menstruación puede provocar un aumento del flujo menstrual. Se recomienda utilizar solo la irradiación con luz roja y el modo de calor.
7. Si experimenta incomodidad o anomalías en la piel durante el uso del producto, por favor, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte con un médico.
8. No utilice este producto en lugares con mucho calor, elementos inflamables, radiación electromagnética y humedad.
9. No desmonte el producto.
10. Se recomienda no usar el producto más de 30 minutos se-

guidos (el producto se apagará automáticamente transcurridos 30 minutos). Si necesita continuar usando el producto, por favor, enciéndalo de nuevo.

11. El uso continuado durante un largo periodo de tiempo puede provocar que el producto se recaliente y acortar su vida útil. Si el producto se recalienta, por favor, deje de utilizarlo y espere a que el producto se enfríe antes de volver a usarlo.
12. Al desechar este producto, por favor, hágalo de conformidad con la normativa de protección medioambiental de su ciudad.

Contenido de la caja


1x masajeador de calor para cintura inalámbrico

1x cable de carga

1x manual de usuario

CAT/
VAL

CINTURÓ ESCALFANT SENSE FILS



Especificacions del producte

Font d'alimentació de càrrega: 5V 1A

Potència elèctrica: 5W

Tensió nominal: 3,7 V


Capacitat de la bateria: 1200 mAh


Temps de càrrega: 3 hores

Temps d'ús: 70-90 minuts

Temps de treball: 30 minuts d'aturada automàtica

Descripció general del producte





Mètode de funcionament i ús:

1. Mantingueu premut el botó "ON/OFF" durant 2 segons per encendre el dispositiu. La llum vermella s'encén i la funció de calefacció s'activarà per defecte. Premeu el botó "HEAT" una vegada per passar al segon nivell de calefacció.
2. Premeu de nou el botó "HEAT" per arribar al tercer nivell de calefacció.
3. A continuació, premeu el botó "HEAT" per apagar la calefacció. Els llums indicadors s'apagaran i la llum vermella també s'apagarà.
1. Premeu breument la tecla "ON/OFF" per activar el mode de vibració.
2. Premeu la tecla "ON/OFF" per introduir el segon nivell de vibració.
3. Premeu de nou el botó "ON/OFF" per entrar al tercer nivell de vibració.
4. Premeu de nou el botó "ON/OFF" per desactivar la vibració.
5. Mantingueu premut el botó "ON/OFF" durant 2 segons per apagar el dispositiu. L'indicador LED s'apagarà i el dispositiu deixarà de funcionar

Mode de càrrega

Quan la intensitat de calor disminueix o el dispositiu s'apaga, voldrà dir que la bateria s'ha esgotat.

1. Connecteu el cable de càrrega al port de càrrega i, a continuació, connecteu el port USB a una font d'alimentació (5 V).
2. Durant la càrrega, l'indicador de càrrega parpelleja continuament. Quan la bateria estigui completament carregada, l'indicador de càrrega s'il·luminarà durant molt de temps. Es triguen unes 3 hores en carregar el dispositiu completament.
3. Si la bateria no es carrega durant molt de temps, la vida útil de la bateria recarregable s'escurçarà.

Precaució

1. Llegiu atentament i compreneu tot el contingut d'aquest manual abans d'utilitzar aquest producte.
2. Es prohibeix l'ús per dones embarassades, nens, pacients amb malalties del cor, pressió arterial anormal, tumors malignes, malalties cerebrovasculars, pacients greus o altres persones sota tractament mèdic.
3. No utilitzar en pells sensibles.
4. No està dissenyat per usar en pacients amb trastorns de la percepció de la pell o que no són sensibles a la calor.
6. Utilitza les funcions de vibració durant la menstruació, ja que pot provocar un augment del volum menstrual. Es recomana utilitzar només el mode d'irradiació de llum vermella i calefacció.
7. Si us sentiu incòmode o teniu anomalies a la pell durant l'ús, deixeu d'utilitzar l'aparell immediatament i consulteu un metge.
8. No utilitzeu aquest producte en llocs molt calents, inflamables, amb radiació electromagnètica ni humits.
9. No desmunteu el producte.
10. Es recomana no utilitzar el producte durant més de 30 mi-

nuts alhora (el producte s'apagarà automàticament després de 30 minuts). Si necessiteu continuar utilitzant el producte, torneu-lo a engegar.


11. L'ús continuat durant un llarg període de temps pot provocar un sobreescalfament i escurçar-ne la vida útil del producte. Si el producte se sobreescalfa, deixar d'utilitzar-lo i esperar que el producte es refredi abans de tornar-lo a utilitzar.
12. Quan llenceu aquest producte, feu-ho d'acord amb les normes de protecció del medi ambient de la vostra ciutat.

Contingut de la caixa

- 1x Massatge de calor de cintura sense fil
- 1x cable de càrrega
- 1x manual d'usuari

PT

CINTA DE AQUECIMENTO WIRELESS



Especificações do produto

Fonte de alimentação de carregamento: 5V 1A

Potência elétrica: 5W

Tensão nominal: 3,7V


Capacidade da bateria: 1200mAh


Tempo de carregamento: 3 horas

Tempo de utilização: 70-90 mins

Tempo de funcionamento: 30 minutos de paragem automática

Visão geral do produto





Funcionamento e modo de utilização

1. Mantenha premido o botão "ON/OFF" durante 2 segundos para ligar o aparelho. A luz vermelha acende-se e a função de aquecimento é ativada por defeito.
Prima uma vez o botão "HEAT" para passar ao segundo nível de aquecimento.
 2. Prima novamente o botão "HEAT" para passar ao terceiro nível de aquecimento.
 3. Em seguida, prima o botão "HEAT" para desligar o aquecimento. As luzes indicadoras apagam-se e a luz vermelha também se apaga.
-
1. Prima brevemente a tecla "ON/OFF" para ativar o modo de vibração.
 2. Prima a tecla "ON/OFF" para entrar no segundo nível de vibração.
 3. Prima novamente a tecla "ON/OFF" para entrar no terceiro nível de vibração.
 4. Prima novamente a tecla "ON/OFF" para desativar a vibração.
 5. Mantenha premido o botão "ON/OFF" durante 2 segundos para desligar o aparelho. O indicador LED desliga-se e o aparelho para de funcionar.

Modo de carregamento

Quando a intensidade do calor diminui ou o aparelho se desliga, isso indica que a bateria está a esgotar-se.

1. Ligue o cabo de carregamento à porta de carregamento e em seguida, ligue a porta USB a uma fonte de alimentação (5V).
2. Durante o carregamento, o indicador de carregamento pisca continuamente. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de carga fica aceso durante um longo período de tempo. Demora cerca de 3 horas a carregar completamente.
3. Se a bateria não for carregada durante um longo período de tempo, a vida útil da bateria recarregável será reduzida.

Precauções

1. Leia atentamente e compreenda todo o conteúdo deste manual antes de utilizar este produto.
2. É proibida a utilização por mulheres grávidas, crianças, pessoas com doenças cardíacas, tensão arterial anormal, tumores malignos, doenças cerebrovasculares, doentes agudos ou outras pessoas sob tratamento médico.
3. Não utilize em peles sensíveis.
4. Não utilize em doentes com perturbações de perceção da pele ou que não tenham sensibilidade ao calor.
5. Utilize as funções de vibração durante a menstruação, pois pode provocar um aumento do volume menstrual. Recomenda-se a utilização exclusiva da irradiação de luz vermelha e do modo de aquecimento.
6. Se se sentir desconfortável ou tiver anomalias na pele durante a utilização, interrompa imediatamente a utilização e consulte um médico.
7. Não utilize este produto em locais com calor elevado, inflamabilidade, radiação eletromagnética e humidade.
8. Não desmonte o produto.


9. Recomenda-se que não utilize o produto durante mais de 30 minutos de cada vez (o produto desliga-se automaticamente após 30 minutos). Se precisar de continuar a utilizar o produto, ligue-o novamente.
10. A utilização contínua durante um longo período de tempo pode provocar o sobreaquecimento do produto e reduzir a sua vida útil. Se o produto sobreaquecer, pare de o utilizar e aguarde que o produto arrefeça antes de o voltar a utilizar.
11. Quando eliminar este produto, faça-o de acordo com os regulamentos de proteção ambiental da sua região.

Conteúdo da caixa

- 1x Massajador térmico sem fios para a cintura
- 1x Cabo de carregamento
- 1x Manual do utilizador

FR

CEINTURE CHAUFFANTE SANS FIL



Spécifications du produit

Alimentation de charge : 5 V 1 A

Puissance électrique : 5 W

Puissance nominale : 3,7 V


Capacité de la batterie : 1200 mAh


Temps de charge : 3 heures

Temps d'utilisation : 70 à 90 mn

Autonomie : Arrêt automatique après 30 mn

Aperçu du produit





Fonctionnement et méthode d'utilisation :

1. Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Le voyant rouge s'allume et la fonction de chauffage est activée par défaut.
Appuyez une fois sur le bouton "HEAT" (CHAUFFAGE) pour passer au deuxième niveau de chauffage.
 2. Appuyez à nouveau sur le bouton "HEAT" (CHAUFFAGE) pour accéder au troisième niveau.
Appuyez à nouveau sur la touche "HEAT" (CHAUFFAGE) pour atteindre le troisième niveau de chauffage.
 3. Appuyez ensuite sur la touche "HEAT" (CHAUFFAGE) pour éteindre le chauffage. Les voyants lumineux s'éteignent, ainsi que le voyant rouge.
-
1. Appuyez brièvement sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour activer le mode vibration.
 2. Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour accéder au deuxième niveau de vibration.
 3. Appuyez à nouveau sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour accéder au troisième niveau de vibration.
 4. Appuyez à nouveau sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour désactiver le mode vibration.
 5. Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil. Le voyant LED s'éteint et l'appareil cesse de fonctionner.

Mode de charge

Lorsque l'intensité de la chaleur diminue ou que l'appareil s'éteint, cela indique que la batterie est épuisée.

1. Connectez le câble de charge au port de charge, puis connectez le port USB à une source d'alimentation (5V).
2. Pendant la charge, le témoin de charge clignote en continu. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le témoin de charge s'allume pendant une longue période. Il faut compter environ 3 heures pour une charge complète.
3. Si la batterie n'est pas chargée pendant une longue période, la durée de vie de la batterie rechargeable sera réduite.

Mise en garde

1. Lisez attentivement et comprenez l'ensemble du contenu de ce manuel avant d'utiliser ce produit.
2. L'utilisation par les femmes enceintes, les enfants, les patients souffrant de maladies cardiaques, d'anomalies de la tension artérielle, de tumeurs malignes, de maladies cérébrovasculaires, les patients en phase aiguë ou d'autres personnes sous traitement médical est interdite.
3. N'utilisez pas ce produit sur les peaux sensibles.
4. L'utilisation de ce produit est déconseillée aux patients souffrant de troubles de la perception de la peau ou qui ne sont pas sensibles à la chaleur.
6. Évitez d'utiliser les fonctions de vibration pendant les menstruations, car elles peuvent entraîner une augmentation du volume des menstruations. Il est recommandé de n'utiliser que le mode d'irradiation à la lumière rouge et le mode de chauffage.
7. Si vous ressentez une gêne ou si vous présentez des anomalies cutanées pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.
8. N'utilisez pas ce produit dans des endroits où la chaleur, l'inflammabilité, les radiations électromagnétiques et l'humidité sont élevées.


9. Ne démontez pas le produit.
10. Il est recommandé de ne pas utiliser le produit pendant plus de 30 minutes d'affilée (le produit s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes). Si vous devez continuer à utiliser le produit, veuillez le rallumer.
11. Une utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe du produit et réduire sa durée de vie. Si le produit surchauffe, arrêtez de l'utiliser et attendez qu'il refroidisse avant de le réutiliser.
12. Lors de la mise au rebut du produit, veuillez procéder conformément aux réglementations municipales en matière de protection de l'environnement.

Contenu de l'emballage

- 1x appareil de massage thermique sans fil pour la taille
- 1x câble de charge
- 1x manuel d'utilisation

DE

KABELLOSER WÄRMEGÜRTEL



Produktspezifikationen

Stromversorgung zum Aufladen: 5 V 1 A

Elektrische Leistung: 5 W

Nennspannung: 3,7 V


Batteriekapazität: 1.200mAh


Ladezeit: 3 Stunden

Nutzungsdauer: 70 – 90 Minuten

Betriebszeit: 30 Minuten automatische Abschaltung

Produktübersicht





Funktionsweise und Einsatzmethode:

1. Drücken und halten Sie die „ON/OFF“-Taste für 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Das rote Licht leuchtet auf und die Heizfunktion ist standardmäßig aktiviert.
Drücken Sie die Taste „HEAT“ einmal, um zur zweiten Heizstufe zu gelangen.
 2. Drücken Sie die Taste „HEAT“ erneut, um die dritte Stufe zu erreichen.
Drücken Sie die Taste „HEAT“ erneut, um die dritte Heizstufe zu erreichen.
 3. Drücken Sie dann die Taste „HEAT“, um die Heizung auszuschalten. Die Kontrollleuchten erlöschen, und auch die rote Leuchte erlischt.
-
1. Drücken Sie kurz die Taste „ON/OFF“, um den Vibrationsmodus zu aktivieren.
 2. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“, um die zweite Vibrationsstufe einzustellen.
 3. Drücken Sie erneut die Taste „ON/OFF“, um die dritte Vibrationsstufe zu aktivieren.
 4. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“ erneut, um die Vibration zu deaktivieren.
 5. Halten Sie die „ON/OFF“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die LED-Anzeige erlischt und das Gerät schaltet sich ab.

Lademodus

Eine nachlassende Wärmeintensität oder ein Abschalten des Gerätes zeigen an, dass die Batterie leer ist.

1. Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeanschluss und dann den USB-Anschluss an eine Stromquelle (5 V) an.
2. Während des Ladevorgangs blinkt die Ladeanzeige kontinuierlich. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Ladeanzeige permanent. Es dauert etwa 3 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
3. Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht geladen wird, verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus.

Vorsicht


1. Lesen Sie den gesamten Inhalt dieser Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Die Verwendung durch Schwangere, Kinder, Patienten mit Herzerkrankungen, anormalem Blutdruck, bösartigen Tumoren, zerebrovaskulären Erkrankungen, Akutpatienten oder anderen Personen in ärztlicher Behandlung ist verboten.
3. Nicht bei empfindlicher Haut anwenden.
4. Nicht anwenden bei Patienten mit Hautempfindlichkeitsstörungen oder bei Patienten, die nicht hitzeempfindlich sind.
6. Verwenden Sie die Vibrationsfunktionen nicht während der Menstruation, da dies zu einer verstärkten Menstruationsblutung führen kann. Es wird empfohlen, nur die Rotlichtbestrahlung und den Heizmodus zu verwenden.
7. Sollten Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen oder Hautanomalien feststellen, brechen Sie die Anwendung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.
8. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen große Hitze, Entflammbarkeit, elektromagnetische Strahlung oder Feuchtigkeit auftreten können.
9. Produkt nicht zerlegen.

10. Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als 30 Minuten ununterbrochen zu verwenden (das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab). Wenn Sie das Produkt weiter verwenden möchten, schalten Sie es bitte wieder ein.
11. Ein Dauerbetrieb über einen längeren Zeitraum kann eine Überhitzung des Gerätes und eine Verkürzung der Lebensdauer zur Folge haben. Im Falle einer Überhitzung des Gerätes unterbrechen Sie bitte den Betrieb und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
12. Bei der Entsorgung dieses Produkts sind die örtlichen Umweltschutzbestimmungen zu beachten.

Inhalt der Schachtel

- 1x Kabelloses Wärme-Massagegerät für die Taille
- 1x Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung

CINTURA CALORE WIRELESS



Dettagli prodotto

Alimentazione di ricarica: 5V 1A

Alimentazione elettrica: 5W

Tensione nominale: 3.7V


Capacità batteria: 1200mAh


Tempo di ricarica: 3 ore

Durata autonomia: 70-90 min.

Tempo di utilizzo: spegnimento automatico dopo 30 min.

Panoramica prodotto





Metodo di utilizzo:

1. Tenere premuto il pulsante "ON/OFF" per 2 secondi per accendere il dispositivo. Si accenderà la spia rossa e la funzione di riscaldamento si attiverà di default.
Premere una volta il pulsante "HEAT" per passare al secondo livello di riscaldamento.
 2. Premere di nuovo il pulsante "HEAT" per il terzo livello.
Premere di nuovo il pulsante "HEAT" per il terzo livello di riscaldamento.
 3. Quindi, premere il pulsante "HEAT" per spegnere il riscaldamento. Le spie dell'indicatore si spegneranno anche la spia rossa.
-
1. Premere brevemente il pulsante "ON/OFF" per attivare la modalità di vibrazione.
 2. Premere il pulsante "ON/OFF" per il secondo livello di vibrazione.
 3. Premere di nuovo "ON/OFF" per il terzo livello di vibrazione.
 4. Premere di nuovo "ON/OFF" per disattivare la vibrazione.
 5. Tenere premuto il pulsante "ON/OFF" per 2 secondi per spegnere il dispositivo. L'indicatore a LED si spegnerà e il dispositivo smetterà di funzionare.

Modalità di ricarica

Quando l'intensità del calore si riduce o il dispositivo si spegne, significa che la batteria è esaurita.

1. Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica e collegare la porta USB a una fonte di alimentazione (5V).
2. Durante la carica, l'indicatore di carica lampeggerà continuamente. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di carica rimarrà acceso. La ricarica completa richiede circa 3 ore.
3. Se la batteria non viene caricata per lungo tempo, la durata della batteria ricaricabile si riduce.

Attenzione

1. Leggere attentamente e comprendere l'intero contenuto di questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
2. È vietato l'utilizzo del dispositivo da parte di donne incinte, bambini, soggetti con malattie cardiache, pressione sanguigna anomala, tumori maligni, malattie cerebrovascolari, soggetti con malattie croniche o sottoposti a trattamento medico.
3. Non utilizzare su pelli sensibili.
4. Non utilizzare su soggetti con disturbi della percezione cutanea o insensibili al calore.
6. Non utilizzare le funzioni di vibrazione durante le mestruazioni, poiché potrebbero causare un aumento delle perdite. Si raccomanda di utilizzare solo la modalità di irradiazione a luce rossa e di riscaldamento.
7. In caso di malessere o di anomalie della pelle durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
8. Non utilizzare il prodotto in luoghi con calore elevato, infiammabilità, radiazioni elettromagnetiche e umidità.
9. Non smontare il prodotto.
10. Si consiglia di non utilizzare il prodotto per più di 30 minuti alla volta (il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 30

minuti). Se è necessario continuare a utilizzare il prodotto, riaccenderlo.

11. L'uso prolungato del prodotto può provocarne il surriscaldamento e ridurne la durata. Se il prodotto si surriscalda, interromperne l'uso e attendere che si raffreddi prima di utilizzarlo nuovamente.
12. Quando si smaltisce questo prodotto, si prega di farlo in conformità con le normative vigenti nella città.


Contenuto

1x cintura massaggiante con calore wireless

1x cavo di ricarica

1x manuale utente

BEŽIČNI GRIJAĆI POJAS



Specifikacije proizvoda

Napajanje punjenja: 5V 1A

Električna snaga: 5W

Nazivni napon: 3,7V


Kapacitet baterije: 1200 mAh


Vrijeme punjenja: 3 sata

Vrijeme upotrebe: 70-90 minuta

Vrijeme rada: 30 minuta, automatsko zaustavljanje

Pregled proizvoda





Način rada i upotrebe:

1. Pritisnite i držite tipku "ON/OFF" 2 sekunde da biste uključili uređaj. Crveno svjetlo će se upaliti i funkcija grijanja će se aktivirati prema zadanim postavkama. Pritisnite tipku "HEAT" jednom za prebacivanje na drugi stupanj grijanja.
 2. Ponovno pritisnite tipku "HEAT" za prelazak na treći stupanj. Ponovno pritisnite tipku "HEAT" za prelazak na treći stupanj.
 3. Zatim pritisnite tipku "HEAT" da biste isključili grijanje. Indikatorske lampice, kao i crveno svjetlo će se ugasiti.
-
1. Kratko pritisnite tipku "ON/OFF" da biste aktivirali način vibracije.
 2. Pritisnite tipku "ON/OFF" za prelazak na drugi stupanj vibracije.
 3. Ponovno pritisnite tipku "ON/OFF" za prebacivanje na treći stupanj vibracije.
 4. Ponovno pritisnite tipku "ON/OFF" kako biste deaktivirali vibraciju.
 5. Pritisnite i držite tipku "ON/OFF" 2 sekunde kako biste isključili uređaj. LED indikator će se isključiti i uređaj će prestati raditi.

Način punjenja

Kada se intenzitet topline smanji ili se uređaj isključi, to znači da je baterija prazna.

1. Spojite kabel za punjenje u priključak za punjenje, a zatim spojite USB priključak na izvor napajanja (5V).
2. Tijekom punjenja, indikator punjenja će neprestano treperiti. Kada je baterija potpuno napunjena, indikator punjenja će dugo svijetliti. Za potpuno punjenje potrebno je oko 3 sata.
3. Ako se baterija ne puni dulje vrijeme, vijek trajanja baterije će se skratiti.

Oprez


1. Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte cijeli sadržaj ovog priručnika kako biste ga razumjeli.
2. Zabranjeno je da uređaj koriste trudnice, djeca, bolesnici sa srčanim oboljenjima, osobe s poremećajima krvnog tlaka, malignim tumorima, cerebrovaskularnim bolestima, akutni bolesnici i druge osobe koje su podvrgnute nekoj vrsti liječenja.
3. Nemojte koristiti uređaj na osjetljivoj koži.
4. Uređaj se ne smije koristiti kod pacijenata s poremećajima ili bolestima kože ili kod pacijenata koji nisu osjetljivi na toplinu.
6. Nemojte koristiti funkcije vibracije tijekom menstrualnog ciklusa, jer može uzrokovati povećanje volumena menstruacije. Preporučuje se koristiti samo način crvenog svjetla i način grijanja.
7. Ako se tijekom upotrebe osjećate nelagodno ili primijetite bilo kakve nepravilnosti na koži, odmah prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom.
8. Nemojte koristiti ovaj proizvod na mjestima s visokom temperaturom, zapaljivošću, elektromagnetskim zračenjem i vlagom.
9. Nemojte rastavljati proizvod.

10. Preporučuje se da se proizvod ne koristite u kontinuitetu dulje od 30 minuta (nakon 30 minuta uređaj će se automatski isključiti). Ako ga trebate nastaviti koristiti, ponovno ga uključite.
11. Kontinuirana upotreba tijekom duljeg vremenskog razdoblja može uzrokovati pregrijavanje proizvoda i skratiti mu vijek trajanja. Ako se uređaj pregrije, prestanite ga koristiti i pričekajte da se proizvod ohladi prije ponovne upotrebe.
12. Prilikom odlaganja ovog proizvoda, učinite to u skladu s gradskim propisima o zaštiti okoliša.

Sadržaj kutije

- 1x Bežični grijaći pojas za masažu
- 1x Kabel za punjenje
- 1x Korisnički priručnik


WIRELESS WARM BELT




مواصفات المنتج

- مصدر قدرة الشحن ٥ فولت ١ أمبير
- القدرة الكهربائية: ٥ وات
- الجهد الإسمي: ٣,٧ فولت
- سعة البطارية: ١٢٠٠ ملي أمبير ساعة
- زمن الشحن: ٣ ساعات
- زمن الاستخدام: ٧٠-٩٠ دقيقة
- مدة التشغيل: ٣٠ دقيقة توقف تلقائي

استعراض المنتج





التشغيل وطريقة الاستخدام:

١. اضغط على زر «تشغيل/إيقاف» وواصل الضغط لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز. يضيء الضوء الأحمر وتنشط وظيفة التسخين بشكل افتراضي.
٢. اضغط على زر «تسخين» مرة للانتقال إلى مستوى التسخين التالي.
٣. اضغط على زر «تسخين» مرة أخرى للوصول إلى المستوى الثالث.
٤. اضغط على زر «تسخين» مرة أخرى للوصول إلى مستوى التسخين الثالث.
٥. ثم اضغط على زر «تسخين» لإيقاف التسخين. ينطفئ ضوء المؤشر وينطفئ أيضاً الضوء الأحمر.

١. اضغط ضغطة قصيرة على زر «تشغيل/إيقاف» لتنشيط وضع الاهتزاز.
٢. اضغط على زر «تشغيل/إيقاف» للدخول في مستوى الاهتزاز الثاني.
٣. اضغط على زر «تشغيل/إيقاف» مرة أخرى للدخول في مستوى الاهتزاز الثالث.
٤. اضغط على زر «تشغيل/إيقاف» مرة أخرى لإيقاف الاهتزاز.
٥. اضغط على زر «تشغيل/إيقاف» وواصل الضغط لمدة ثانيتين لإغلاق الجهاز. ينطفئ مؤشر LED ويتوقف الجهاز عن العمل.

وضع الشحن

١. في حالة انخفاض شدة التسخين أو انطفاء الجهاز، فإن هذا يشير إلى فراغ البطارية.
١. وصل كابل الشحن بمنفذ الشحن ثم وصل بمنفذ USB بمصدر القدرة (٥ فولت).
٢. يومض مؤشر الشحن بشكل مستمر أثناء الشحن. عند تمام شحن البطارية يضيء مؤشر الشحن لمدة طويلة. يستغرق تمام الشحن نحو ٣ ساعات.
٣. إذا لم تُشحن البطارية القابلة للشحن لمدة طويلة فقد يقصر عمرها الافتراضي.

تحذير

١. اقرأ كامل محتويات هذا الدليل وافهمها بعناية قبل استخدام هذا المنتج.
٢. يحظر الاستخدام للحوامل والأطفال ومرضى القلب وضغط الدم غير الطبيعي والأورام الخبيثة ومرضى الأوعية الدماغية، ومرضى الحالات العاجلة والأشخاص الآخرين الخاضعين للعلاج الطبي.
٣. لا يستخدم على جلد حساس.
٤. لا يصلح لاستخدام المرضى ذوي اضطرابات الإحساس الجلدي أو الحساسين للحرارة.
٦. تستخدم وظائف الاهتزاز أثناء الطمث، حيث إنهما قد تتسبب في زيادة حجم الطمث. يوصى باستخدام وضع إشعاع الضوء الأحمر والتسخين وحده.
٧. إذا شعرت بعدم ارتياح أو بأشياء غريبة في الجلد أثناء الاستخدام، يرجى التوقف عن الاستخدام على الفور ومراجعة طبيب.
٨. لا تستخدم هذا المنتج في أماكن ذات حرارة مرتفعة أو قابلية عالية للاشتعال أو مرتفعة الإشعاع أو عالية الرطوبة.
٩. لا تفكك المنتج.
١٠. يوصى بعدم استخدام المنتج لمدة تزيد عن ٣٠ دقيقة في المرة الواحدة (يغلق المنتج تلقائيًا بعد ٣٠ دقيقة). إذا رغبت في مواصلة استخدام المنتج يرجى تشغيله مرة أخرى.
١١. قد يتسبب الاستخدام المتواصل لمدة طويلة في زيادة سخونة المنتج وتقليل عمره الافتراضي. إذا زادت سخونة المنتج يرجى التوقف عن استخدامه وانتظار برودته قبل استخدامه مرة أخرى.
١٢. عند التخلص من هذا المنتج يرجى القيام بهذا وفق لوائح حماية البيئة في المدينة.

محتويات الصندوق

١ × جهاز تدليك وسط لا سلكي بالحرارة

١ × كابل شحن

١ × دليل مستخدم



Importado | Imported | Fabricado por
Manufactured by | **CLAVE DÉNIA, S.A.**
A-03740966 - Avda. Alacant, 174, Bellreguard.
València - Spain | **www.ale-hop.org**
Made in P.R.C.